

le serum est preleve ; les individus ont naturellement differents niveaux de proteines du complement – dans leur serum. Ceci est possible parce que les proteines du complement sont beaucoup plus sensibles a la destruction par la chaleur que les anticorps, – une quantite connue et standardisee de proteines du complement est ajoutee au serum. Pour annuler tous les effets que cela pourrait avoir sur le test, les proteines du complement dans le serum doivent etre detruites et remplacees par une quantite connue et standardisee de proteines du complement ; – le serum est chauffe de telle maniere que toutes les .proteines du complement, mais aucun des anticorps, en son sein sont detruits