

?Tous les produits ont été appliqués par voie topique une fois par jour jusqu'à ce que l'épithélialisation complète ait eu lieu. Une masselotte de 200 g ayant 3 cm de diamètre a été maintenue pendant 3 minutes à l'eau bouillante (100°C) et immédiatement séchée et déposée sur la peau du lapin pendant 15 secondes sans exercer aucune force. Brûlures effectuées par un métal chauffé dans l'eau bouillante. Au jour zéro, les lapins ont été anesthésiés après une tranquillisation par voie intramusculaire. La taille des plaies a été tracée sur un papier transparent chaque trois jours, puis la surface de la plaie a été évaluée.